

## invitrol® Urin dipstick

Flüssige Qualitätskontrollen mit humaner Urinmatrix in Tropferflaschen zur Überwachung von qualitativen und semiquantitativen Analysen auf Urin-Teststreifen und von mikroskopischen Analysen

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle in Tropferflaschen:**  
für eine einfache Handhabung und eine Verringerung der Kontaminationsgefahr
- **Lange Haltbarkeit von 6 Wochen bei Raumtemperatur**
- **Zielwerte für eine visuelle und automatisierte Auswertung**  
**Visuell:** Fisher Sure-Vue, Hitado hCG combo, Quidel Quick-Vue, Roche Combur  
**Automatisiert:** Arkray Aution, Beckman iChemVelocity, Hitado LabUReader, Macherey-Nagel Uryxxon, Roche Mditron / Criterion / Urisys, Siemens Clinitek, Sysmex UC-I000

**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**

Sprechen Sie uns gerne an ([service@invicon.de](mailto:service@invicon.de), 089/319 047 14)

### Analyte

Spezifisches Gewicht	Bilirubin	Creatinin
pH	Blut (Hämoglobin)	Protein/Creatinin-Verhältnis
Protein	Nitrit	Mikroalbumin
Glucose	Urobilinogen	hCG
Ketone	Leukozyten	Albumin/Creatinin-Verhältnis
Osmolalität		

### Mikroskopische Analysen

Rote Blutkörperchen  
Weiße Blutkörperchen  
Kristalle  
Ablagerungen

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
[service@invicon.de](mailto:service@invicon.de), 089/319 047 14

### Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 6 Wochen bei 18...25 °C  
3 Monate bei 2...8 °C

invicon REF I 10223 invitrol® Urin dipstick Kombi 2 Level, je 2 x 15 ml



FI I 10223.2025-10