



Seronorm[™] CRP

Flüssige, serumbasierte Qualitätskontrolle mit CRP-Zielwerten für nephelometrische, turbidimetrische und kolorimetrische Methoden in drei Messbereichen

- Einfache Verwendung dank Flüssigkontrolle: kein Auftauen oder Lösen erforderlich, verhindert Handhabungsfehler
- Lange Haltbarkeit: nach dem Öffnen im Kühlschrank 30 Tage haltbar
- Empfohlen auch für POC-Geräte
- Zielwerte für:

Abbott Alinity/Architect, Beckman AU/DxC 700 AU, Ortho Vitros, Roche cobas c, Siemens Advia/Atellica/ProSpec/Dimension und POC-Geräte

Ihr Gerät ist noch nicht dabei?

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung/Wertelage

Analyt	Einheit	Level I	Level 2	Level 3
CRP	mg/l	15	30	80

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch! service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: I Monat bei 2...8 °C

invicon REF I 10131 SeronormTM CRP sensitiv L-1 $12 \times 1 \text{ ml}$ invicon REF I 10132 SeronormTM CRP sensitiv L-2 $12 \times 1 \text{ ml}$ invicon REF I 10133 SeronormTM CRP sensitiv L-3 $12 \times 1 \text{ ml}$



FI 110131.2022-04

