



invitrol® HbA1c

Lyophilisiertes Kontrollblut

- Zielwerte für Tosoh®/HPLC, BIO-RAD® Diamat®, Dimension®, INTEGRA®, Beckman® DxC und AU
- humane Matrix, daher hohe Kompatibilität mit den Patientenproben

Typische Analytzusammensetzung

Analyte	Einheiten	Level 1	Level 2
HbA1c	%	5,5	12

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Auflösen: 7 Tage bei 2...8 °C

1 Monat bei -20°C

8 Stunden bei 18...25°C

invicon REF 110 264

invitrol® HbA1c Kombi

2 x 3 x 0,5 ml