



invitrol® Tox liquid



Kontrolle für Drogenmissbrauch und Medikamentenüberwachung im Serum

- Zielwerte für Abbott ARCHITECT™, Beckman AU/DxC, Roche cobas® c, Siemens ADVIA®

Typische Analytzusammensetzung

Analyte	Einheiten	Level 1	Level 2	Level 3
Barbiturate	ng/ml	300	1500	3500
Benzodiazepine	ng/ml	30	90	160
Tricyclische Antidepressiva	ng/ml	200	450	900



REF 110 511 invitrol® Tox liquid Kombi 3 x 2 x 5 ml
REF 110 990 Tropferkappen

Lagerung und Stabilität:
Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum
angegebenen Verfallsdatum
Nach Öffnen: 20 Tage bei 2...8 °C