

## Seronorm™ Paediatric

Lyophilisierte, serumbasierte Qualitätskontrolle zur Überwachung der Bestimmung von elf Analyten (z.B. Bilirubin), in für die Neugeborenen-Diagnostik relevanten Konzentrationen

- Werte in den für ärztliche Entscheidungen relevanten Messbereichen:

**Niedrige Glucose (~37 mg/dl):**

zur Überwachung der Hypoglykämie-Diagnostik

**Hohes Bilirubin (gesamt ~22 mg/l):**

zur Überwachung der Diagnostik von Neugeborenenikterus

- **Hohe Vergleichbarkeit mit Patientenproben:**

enthält mehr als 95% humanes Serum, kein Zusatz von Konservierungsstoffen oder Stabilisatoren

- **Zielwerte für:**

Beckman AU/DxC 700 AU, Roche cobas c/Integra, Siemens Advia

**Ihr Gerät ist noch nicht dabei?**

Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

### Analyte

Alkalische Phosphatase	Chlorid	Magnesium
Bilirubin direkt	Glucose	Natrium
Bilirubin total	Kalium	Phosphat
Calcium		

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!  
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Auflösen: 1 Monat bei ≤ -20 °C  
7 Tage bei 2...8 °C

invicon REF I10275 Seronorm™ Paediatric 6 x 3 ml



FL I10275.2022-06